

# FAABORG REHAB TECHNIC



## TRI CYKEL ELEGANCE



## BRUGERVEJLEDNING

Faaborg Rehab Technic, Smedemestervej 9, 5600 Faaborg,

Tlf. 70205553 mail. [office@faaborg-rehab.dk](mailto:office@faaborg-rehab.dk)

## Indhold

Tillykke med din nye cykel.....	3
Før brug .....	3
Pleje af cyklen.....	3
Service og Garanti.....	3
Testkørsel .....	4
Fare!.....	4
Standart tilbehør .....	4

## Tillykke med din nye cykel

Tillykke med din nye cykel fra Faaborg Rehab Technic. Læs venligst denne brugervejledning før brug.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Faaborg Rehab Technic på tlf. 70205553 eller

E-mail [office@faaborg-rehab.dk](mailto:office@faaborg-rehab.dk).

## Før brug

- Kontroller alle skruer og møtrikker, tjek at hjulene sidder, som de skal og efterspænd efter behov.
- Kontroller at styret og styrpinden ikke er beskadiget og udskift defekte dele.
- Kontroller bremsefunktionerne og juster bremserne efter behov.
- Kontroller dæktryk.
- Kontroller lufttrykket i dækkene.
- Kontroller dækkenes mønsterdybde.
- Kontroller at håndtagene på styrret sidder ordenligt fast.

## Pleje af cyklen

Regelmæssig vedligeholdelse af cyklen er vigtig af hensyn til funktionssikkerheden, og for at cyklen holder sin stand længst muligt.

Du kan selv gøre følgende for at undgå rust og andre skader:

- Lad ikke snavs indtørre, men vask det af med det samme med vand og en blød klud eller svamp. Brug aldrig en højtryksrenser til rengøring, da det beskadiger lejer og lak.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
- Lakskader skal udbedres straks.
- Dele, som er følsomme over for rust, skal behandles grundigt med et konserverings- og plejemiddel, særligt op til vinterperioden.

## Service og Garanti

Service, skal udføres af en cykelsmed efter behov, men mindst en gang om året:

- Kontroller kæden og kædespændingen, juster, rengør og smør efter behov.
- Kontroller forhjulene og juster dem efter behov.
- Kontroller pedalfæsterne og smør dem efter behov.
- Smør pedallejer, kontroller frigangen i lejerne, juster eller udskift lejerne efter behov.
- Kontroller navkoblingen og juster den efter behov.

- Kontroller bremsernes funktion og juster den efter behov. Hvis bremserne ikke fungerer tilfredsstillende, skal wirer bremsebøjler og bremsebelægning kontrolleres, justeres og udskiftes efter behov
- Smør styr og lejer. Bøjede og fastklemte wirer skal udskiftes.
- Kontroller fælgene for side og højdeslag. Kontroller egernes spænding, og juster dem efter behov.
- Kontroller dækkenes mønsterdybde.
- Kontroller ringeklokke.
- Kontroller baghjulsnavet, smør det efter behov.
- Kontroller forgaflen og stellet for skader, udskift defekte dele.

## Testkørsel

Når du har indstillet alle cyklens dele efter din kropsstørrelse, kan du tage cyklen i brug. Du bør øve dig inden, mens en anden person er til stede, inden du kører afsted på egen hånd. Særligt kræver det øvelse at svinge/dreje, da denne manøvre udgør den største ulykkesrisiko. Du bør altid være så langsom som muligt i alle sving. Vær OBS på at max bredden af cyklen er bag dig, så øv dig i at køre gennem porte osv.

## Fare!

Cyklens bremselængde øges i vådt føre. Det er derfor vigtigt at tilpasse farten til forholdene, så du ved, at du altid kan nå at stoppe i tide.

## Standart tilbehør

Dette medfølger som standart udstyr til din Elegance Tricykel:

- Alu fælge
- Fodbremse
- Shopping kurv
- Reflekterende dæk
- LED forlygte
- LED baglygte
- Parkeringsbremse